

# Kamil


Marine & Outdoor




U56

<b>Gramatura</b> <i>Weight / Gewicht / Граматура</i>	± 695g/m <sup>2</sup>
<b>Grubość</b> <i>Thickness / Dicke / толщина</i>	1,1 mm
<b>Szerokość</b> <i>Width / Breite / Ширина</i>	± 138 cm
<b>Długość rolki</b> <i>Roll length / Rollenlänge / длина рулона</i>	30 m
<b>Odporność na światło</b> <i>Resistance on light / Lichtbeständigkeit / Устойчивость на свет</i>	Xenotest 7 (scale 1-8)
<b>Skład</b> <i>Composition / Zusammensetzung / Состав</i>	95% PCV, 5% PU


## Kolory / colours / die Farben / цвета




KA.01/U56.05



KA.02/U56.3547




KA.03/U56.400




KA.04/U56.055



KA.05/U56.398



KA.06/U56.419




KA.07/U56.3541




KA.08/U56.402




KA.09/U56.416




KA.10/U56.449




KA.11/U56.444




KA.12/U56.420



KA.13/U56.421



KA.14/U56.194



KA.15/U56.375



KA.16/U56.427



**PL** Dla zamówień powyżej 500 mb, przygotowujemy dowolny kolor z palety RAL

**EN** For orders over 500 running metres, we can prepare any colour from the RAL palette

**DE** Für Bestellungen über 500 Laufmeter bereiten wir jede Farbe aus der RAL-palette vor

**RU** Для заказов выше чем 500мб мы приготавливаем произвольный цвет из палитры РАЛь (RAL)

<b>METODY CZYSZCZENIA / CLEANING METHOD</b>	
Wino, Alkohol, Kawa, Herbata, Mleko <i>Wine, Spirit, Drinks, Coffe, Tea, Milk</i>	Osuszyć ręcznikiem papierowym i czyścić wodą z mydłem <i>Dry with absorbent paper and clean with soap water</i>
Trawa, Warzywa, Dżem, Soki, Czekolada, Słodyczne <i>Grass, Vegetable, Jam, Jice, Chocolate, Sweets</i>	Myć gąbką, ciepłą wodą (maks. 40°C) <i>Sponge with warm water (max. 40°C)</i>
Kosmetyki, Krew, Pomidory <i>Cosmetics, Blood, Tomato</i>	Myć 20% roztworem alkoholu <i>Clean with water / alcohol solution (80/20phr)</i>
Oleje, Smary <i>Oil, Grease</i>	Zasypać talkiem, czyścić 20% roztworem alkoholu <i>Absorb with talcum, clean with water / alcohol solution (80/20phr)</i>